

# Silk'n™

## ReVit Prestige

*Ultrastarkes Mikrodermabrasionsgerät mit Diamantpeeling.*



**Silk'n ReVit Prestige ist die perfekte Lösung für all diejenigen, die sich eine straffe und vitale Haut und eine jüngere Ausstrahlung wünschen. Entdecken Sie, was dieses kraftvolle Mikrodermabrasionsgerät für Sie leisten kann!**

### **Warum Silk'n ReVit Prestige?**

- ✓ Ultrastarkes Mikrodermabrasionsgerät mit Diamantpeeling.
- ✓ Entfernt abgestorbene Hautzellen, regt die Bildung neuer Zellen an und stimuliert die Durchblutung.
- ✓ Verbessert die Hautstruktur und die Elastizität
- ✓ Verringert Altersflecken, Hautunregelmäßigkeiten und Aknenarben
- ✓ Mindert feine Fältchen
- ✓ Mit automatischem und manuellem Modus
- ✓ Drei Vakuumeinstellungen
- ✓ Schnurloser Gebrauch
- ✓ Mit drei Diamantbehandlungsspitzen (Fine, Regular und Body)
- ✓ Mit einer Massagebehandlungsspitze
- ✓ Mit Ständer/Ladeschale und Tasche

### **Was ist Silk'n ReVit Prestige?**

Silk'n ReVit Prestige ist ein kraftvolles Mikrodermabrasionsgerät, das Ihnen in nur wenigen Minuten eine straffe und vitale Haut und ein jüngeres Aussehen verleihen kann. Abgestorbene Hautzellen werden entfernt und die Bildung neuer Zellen wird angeregt. Die Hautstruktur und die Elastizität werden sichtbar verbessert. Die Vakuumbehandlung fördert die Durchblutung für einen gesunden Teint. Darüber hinaus verringert Silk'n ReVit Prestige die Sichtbarkeit von Hautunregelmäßigkeiten, Aknenarben und Altersflecken und mindert große Poren und feine Fältchen.



### **Revolutionäres Gerät für das Mikrodermabrasionspeeling**

Silk'n ReVit Prestige hat **drei einzigartige Diamantbehandlungsspitzen** für ein optimales Gesichts- und Körperpeeling. Sie werden aus hochwertigem Material hergestellt und sind deswegen besonders langlebig.

- **Die Fine-Behandlungsspitze** verfügt über feinste Diamantpartikel und eine kleine Oberfläche. Sie ist für empfindliche und schlecht erreichbare Bereiche des Gesichts geeignet, wie beispielsweise die Augen-, Nasen- und Mundpartie.
- **Die Regular-Behandlungsspitze** ist die Standard-Behandlungsspitze für alle Hauttypen. Sie kann für die übrigen Gesichtszonen und den Hals eingesetzt werden.
- **Die Body-Behandlungsspitze** verfügt über gröbere Diamantpartikel und hat eine größere Oberfläche. Diese Behandlungsspitze wurde speziell für die Behandlung des Körpers, beispielsweise der Arme und Beine, entwickelt.

Abgestorbene Hautzellen werden vorsichtig von der oberen Hautschicht (Epidermis) entfernt, vom Gerät aufgenommen und in einem austauschbaren Filter gesammelt. Gleichzeitig wird die Bildung neuer Hautzellen angeregt. Die Behandlung ist mit einem professionellen Peeling in einem Kosmetiksalon vergleichbar.

### **Vakuumstimulierung für bessere Durchblutung**

Mit der Vakuumstimulierung des Silk'n ReVit Prestige werden die tiefer gelegenen Hautgewebe angehoben und massiert, sodass die Durchblutung der Haut gefördert wird. Sie werden es beim ersten Blick in den Spiegel bemerken: Ihre Haut sieht jünger und zarter aus und Rötungen sind weniger erkennbar.

### **Mit spezieller Behandlungsspitze für die perfekte Massage**

Da man die Haut nicht täglich mit den Diamantbehandlungsspitzen peelen kann, hat der ReVit Prestige auch eine **Massage-Behandlungsspitze**. Anstatt der Diamantpartikel verfügt diese Spitze über eine weiche Oberfläche, sodass sie täglich verwendet werden kann. Die Massage-Behandlungsspitze schafft ein Vakuum, wodurch die Haut massiert und die Durchblutung optimal angeregt wird. Das Ergebnis: ein wunderschöner und gesunder Teint.

### **100 % Kontrolle über Ihre Gesichtsbehandlung**

Silk'n ReVit Prestige ist mit einem Display ausgestattet, auf dem der Behandlungsmodus angezeigt wird. Sie haben die Wahl zwischen zwei Modi: Auto Mode und Manual Mode. Im Auto Mode wird die verbleibende Behandlungszeit einer bestimmten Zone überwacht. Es wird deutlich angezeigt, wo und wie Sie die Haut behandeln müssen. Dieser Modus sorgt dafür, dass die Behandlung sicher und strukturiert durchgeführt wird. Im Manual Mode strukturieren Sie die Behandlung selbst; der Timer zeigt die vergangene Zeit ab Behandlungsbeginn an.

### **Silk'n ReVit Prestige-Behandlung**

Wenn Sie eine der Diamantbehandlungsspitzen verwenden, sollten Sie die Haut höchstens zweimal die Woche behandeln. Achten Sie bei jeder Behandlung darauf, dass die Haut sauber und trocken ist und keine Reste von Hautpflegecremes oder Make-up aufweist. Setzen Sie die gewünschte Behandlungsspitze auf das Gerät und drücken Sie einmal auf den Power-Knopf. Anschließend wählen Sie den gewünschten Modus aus und beginnen mit dem Programm. Setzen Sie die Behandlungsspitze auf die Haut und bewegen Sie diese langsam über die Zone, die Sie behandeln möchten. Eine vollständige Gesichtsbehandlung dauert ungefähr vier Minuten. Wenn Sie fertig sind, schalten Sie das Gerät aus. Waschen Sie das Gesicht oder den Körper mit kaltem Wasser ab, um die Haut zu erfrischen und entfernen Sie die gepeelten abgestorbenen Hautzellen aus dem Gerät. Tragen Sie eine Creme auf, am besten mit LSF 30, oder eine Bodylotion, um die Haut zu nähren.

Die Massage-Behandlungsspitze ist für die tägliche Behandlung geeignet und sollte grundsätzlich auf einer sauberen, trockenen Haut verwendet werden.

**TEST-ERGEBNIS**

# Silk'n ReVIt Prestige Test



**Silk'n ReVIt Prestige** heißt das neue Mikrodermabrasions-Gerät aus dem Hause Silk'n.

Mit mehr Leistung, neuen Features wie z.B. einem Display, der den Behandlungsmodus anzeigt, zusätzlichen Accessoires und die Möglichkeit zur Behandlung des Körpers soll das Gerät das Vorgängermodell (**Silk'n ReVIt Essential**) ablösen. Wir waren sehr gespannt, was der Prestige alles kann und ob er unsere Testerinnen überzeugen konnte.

## Silk'n ReVIt Prestige Testbericht



ReVIt Prestige	
Handhabung (20%)	★★★★☆
Ergebnis (35%)	★★★★★
Ausstattung (20%)	★★★★☆
Preis/Leistung (25%)	★★★★★
<b>SEHR GUT (1,4)</b>	

### Handhabung/Anwendung

- einfache Bedienung
- schnurlose Anwendung gibt mehr Bewegungsfreiraum
- angenehmes Betriebsgeräusch
- ausführliche Bedienungsanleitung

### Ergebnis

- Haut fühlt sich nach der Anwendung glatt und rein an
- am Körper funktioniert es ebenfalls sehr gut, Haut ist weicher und ebenmäßiger
- Massageaufsatz: ist angenehm auf der Haut
- signifikante Verbesserung des Hautbildes

### Ausstattung

- sinnvolle Ausstattung, z.B. Aufbewahrungsständer bzw. Ladestation
- gute Qualität der einzelnen Komponenten

### Preis/Leistung

Der ReVIt Prestige ist doppelt so teuer wie das Vorgängermodell **ReVIt Essential**. Er hat aber auch einiges mehr an Ausstattung sowie Leistung zu bieten. Für uns ein gerechtfertigtes Preis-/Leistungsverhältnis.



Silk'n ReVIt Prestige: Display auf dem der Behandlungsmodus angezeigt wird

### FAZIT

Für unsere Testerinnen ist der **Silk'n ReVIt Prestige** eine gelungene Neuauflage. Das Display gibt Sicherheit bei der Anwendung. Der Aufbewahrungsständer ist praktisch. Gut finden wir, dass die Anwendung nun endlich kabellos ist (der **ReVIt Essential** „hing noch am Strom“). Die Akkukapazität ist hervorragend.

Ergebnisse sind bereits direkt nach der ersten Behandlung sichtbar und spürbar. Praktisch ist der Aufsatz für den Körper. Dieser kann zum Beispiel vor der Anwendung mit einem **Selbstbräuner** angewendet werden. Eine weitere gelungene Neuerung ist der feinere Aufsatz. Perfekt für die sensible Haut unter den Augen (unbedingt danach eine **Augenpflege** verwenden).

YOU NEEQ Tipp: Oder aber auch als Lippenpeeling verwendbar. Anschließend die entsprechende Lippenpflege verwenden – die Lippen fühlen sich toll an!

Der Hersteller hat ebenso die Leistung erhöht. Mit 3 Einstellungen findet garantiert jeder die passende Power für sich.

Wir können den ReVIt Prestige für jeden Hauttyp empfehlen. Wenn Du sensible Haut hat und ein günstigeres Modell mit kleinerem Behandlungsspielraum suchst, dann schau dir das Vorgängermodell **Silk'n ReVIt Essential** mal an.

## Silk'n ReVIt Prestige

Der Silk'n ReVIt Prestige ist ein **Mikrodermabrasionsgerät mit Diamantpeeling**.

- er entfernt abgestorbene Hautzellen
- regt die Bildung neuer Zellen an
- stimuliert die Durchblutung.

Die **Hautstruktur** und die **Elastizität** wird dadurch verbessert. **Altersflecken**, **Hautunregelmäßigkeiten** und **Älkenarben** können bei regelmäßiger Anwendung **verringert** werden. **Feine Fältchen** werden **vermindert**.



## Silk'n ReVIt Prestige Ausstattung

### Was ist neu?

- wählbar zwischen automatischem und manuellem Modus
- drei Vakuumstellungen (Vorgängermodell hatte zwei Stufen)
- schnurloser Gebrauch
- drei Diamantbehandlungsspitzen (Fine, Regular und Body)
- mit einer Massagebehandlungsspitze
- mit Ständer/Ladeschale und Tasche



Silk'n ReVIt Prestige (vorne) & das Vorgängermodell



Im direkten Vergleich



Silk'n ReVIt Prestige (links) & das Vorgängermodell ReVIt Essential

## Silk'n ReVIt Prestige Anwendung



Regular ist die Standard-Behandlungsspitze für alle Hauttypen

Für die Behandlung ist es wichtig, dass die Haut sauber und trocken ist. Reste von Hautpflegecremes oder Make-up sollten entfernt werden.

Eine vollständige Gesichtsbehandlung dauert ungefähr vier Minuten.

Silk'n ReVIt Prestige ist mit einem Display ausgestattet, auf dem der Behandlungsmodus angezeigt wird.

Man kann zwischen **Auto Mode** und **Manual Mode** wählen.

### Auto Mode:

- die verbleibende Behandlungszeit einer bestimmten Zone wird überwacht
- es wird angezeigt, wo und wie die Haut behandelt werden sollte

### Manual Mode:

- die Art der Behandlung kann selbst bestimmt werden
- der Timer zeigt die vergangene Zeit ab Behandlungsbeginn an

### Nach der Anwendung

- Gesicht oder Körper mit kaltem Wasser abwaschen
- tragen eine Creme (siehe hierzu unseren **Gesichtscreme Test**) oder eine Serum auf (wir empfehlen dir das **Hyaluron 3 Serum**)
- bei der Verwendung am Körper Bodylotion auftragen (z.B. den **Feuchtigkeitsschaum** von **Regulat Beauty**)



Body-Aufsatz speziell für die Behandlung des Körpers



Fine-Aufsatz für empfindliche & schlecht erreichbare Bereiche des Gesichts geeignet (Augen-, Nasen- und Mundpartie)

## Der Massageaufsatz (neu)

Eine Mikrodermabrasion sollte höchstens 2x im Monat durchgeführt werden (siehe hierzu auch unser **Experten-Interview**).

Täglich kann jedoch der **ReVIt Prestige** mit der Massage-Behandlungsspitze angewendet werden. Anstatt der Diamantpartikel verfügt diese Spitze über eine weiche Oberfläche.

Sie schafft ein Vakuum, wodurch die Haut massiert und die Durchblutung optimal angeregt wird. Das Ergebnis: ein wunderschöner und gesunder Teint.

Der Massageaufsatz sollte ebenfalls nur auf einer sauberen, trockenen Haut verwendet werden.



Massage-Behandlungsspitze ist für die tägliche Behandlung geeignet

## Die Aufsätze

Die **Fine-Behandlungsspitze** verfügt über feinste Diamantpartikel und eine kleine Oberfläche. Sie ist für empfindliche und schlecht erreichbare Bereiche des Gesichts geeignet, wie beispielsweise die Augen-, Nasen- und Mundpartie.

Wir lieben die Anwendung auf den Lippen. Anschließend eine geeignete **Lippenpflege** verwenden – die Lippen sind weich und geschmeidig. Eignet sich auch zur Vorbereitung von Lippenstift.

Die **Regular-Behandlungsspitze** ist die Standard-Behandlungsspitze und für alle Hauttypen geeignet. Sie ist für Gesicht und Hals vorgesehen.

Anschließend unbedingt eine reichhaltige Pflege verwenden (siehe unseren **Gesichtscreme Test**). Die Haut schreit quasi nach Feuchtigkeit :-)

Die **Body-Behandlungsspitze** verfügt über gröbere Diamantpartikel und hat eine größere Oberfläche. Diese Behandlungsspitze wurde speziell für die Behandlung des Körpers, beispielsweise der Arme und Beine, entwickelt.

Die Anwendung eignet sich zum Beispiel vor der Anwendung mit einem **Selbstbräuner**. Das Ergebnis wird gleichmäßig und nicht fleckig. Oder aber auch auf dem Dekolleté. Anschließend ein **reichhaltiges Serum** auftragen – eine super **Anti-Aging Prophylaxe** oder Therapie. Am Körper empfehlen wir den **Feuchtigkeitsschaum** von **Regulat Beauty**.

Die **Massage-Behandlungsspitze** enthält keine Diamantpartikel, hat aber eine weiche Oberfläche wodurch sie für die tägliche Verwendung geeignet ist. Sie erzeugt ein Vakuum, sodass die Haut massiert und die Durchblutung optimal angeregt wird. Das Ergebnis: ein wunderschöner und gesunder Teint.



umfangreiche Ausstattung des neuen Prestige



Im austauschbaren Filter werden die abgestorbenen Hautzellen gesammelt



Der Filter verhindert auch das Eindringen toter Hautzellen in das Gerät

Direkt nach einem Sonnenbad (vor allem, wenn kein Sonnenschutz verwendet wurde) sollte der Silk'n ReVIt Prestige nicht angewendet werden, sondern frühestens 3 Tage danach.

**!** Außerdem ist es wichtig, unmittelbar nach der Anwendung direktes Sonnenlicht zu vermeiden und einen Lichtschutzfaktor mit mindestens SPF 30 aufzutragen (siehe hierzu unsern **Sonnencreme Test**).

## Silk'n ReVIt Prestige im Detail

Silk'n ReVIt Prestige	
-----------------------	--



Hersteller	Inno Essential
Technologie	Mikrodermabrasion-Exfoliation und Vakuumstimulation
Leistungssystem	Akku
Ladezeit	3 Stunden
Einstellungen	3 Vakuumstellungen
Behandlungsdauer	etwa 4 Minuten
Alter	ab 18 Jahren
Farbe	weiß/hochglanz
Aufsätze	4 (FINE, REGULAR, BODY, Massage)
geeignet für	Frauen und Männer, für alle Hauttypen und Hautfarben
Behandlungsbereiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stirn</li> <li>• Wangen</li> <li>• Kinn</li> <li>• Augenpartie</li> <li>• Nase</li> <li>• Hals</li> <li>• Lippen</li> <li>• Hände</li> <li>• Beine und Arme</li> </ul>
wasserdicht	nein
automatische Abschaltung:	ja
Kabellos	ja
Garantie	2 Jahre
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silk'n ReVIt Prestige</li> <li>• 30 Filter</li> <li>• 4 Aufsätze (Feiner, Normaler, Körper- und Massage-Diamantaufsatz)</li> <li>• Ständer/Ladestation</li> <li>• USB-Kabel</li> <li>• Dichtringe</li> <li>• Reinigungsbohrer</li> <li>• Beutel</li> <li>• Bedienungsanleitung</li> </ul>

### Kategorien

Kategorie auswählen

### BELIEBTESTE TESTBERICHTE

**Regulat Magic Mousse Test**

00000

**Magnitone BlendUp Make Up Blending Brush Test**

00000

**Silk'n Infinity Test**

00000

### Über Youneeq

Yuneeq ist Deine erste Adresse für Beauty-Produkt Tests und Preisvergleiche. Du möchtest sicher gehen, die besten Produkte zu finden, preisorientierte Testberichte zu lesen und beim Kauf den besten Preis zu zahlen? Dann bist Du genau richtig bei youneeq.de!

### Das sagen unsere NutzerInnen

Yuneeq Erfahrung – Das sagen NutzerInnen über Youneeq

### Yuneeq auf Facebook



Be the first of your friends to like this

### PRODUKTTESTER GESUCHT

**Gesichtsbürste Testerinnen gesucht**